

Tubo Thera-Band®, 30.5 m Suave - Amarillo

TUBO THERA-BAND®

Tubo TheraBand® de 30.5 m nivel Extra Suave (beige). Ideal para rehabilitación inicial, movilidad y fortalecimiento ligero. Resistencia constante. Se vende por unidad.



Intensidad: Suave

Product description:

El Tubo TheraBand® 30.5 m Extra Suave – Beige es la herramienta perfecta para programas de rehabilitación temprana, movilidad articular, fortalecimiento ligero y activación muscular. Su resistencia Extra Suave lo convierte en la elección ideal para usuarios principiantes, adultos mayores, personas con movilidad reducida o pacientes en fases iniciales de fisioterapia.

Aquí un texto informativo

Fabricado en látex natural de alta calidad, este tubo ofrece una elasticidad uniforme y una fuerza de tracción constante durante todo el movimiento, incluso bajo uso repetido. Su diseño portátil y adaptable lo hace útil en clínicas de fisioterapia, estudios de pilates, gimnasios, entrenamientos en casa o centros de readaptación funcional.

El formato de 30.5 metros permite cortar tramos personalizados según cada ejercicio o usuario, optimizando el rendimiento y facilitando su uso en entornos profesionales con alta rotación.

El sistema de colores TheraBand® permite identificar fácilmente el nivel de resistencia y gestionar progresiones de forma segura y organizada.

Nivel Extra Suave (Beige): el más indicado para rehabilitación inicial y movilidad suave

30.5 metros de tubo para cortes múltiples

Fabricación en látex profesional con resistencia constante

Se vende por unidad (rollo completo en caja individual)

Composición y materiales destacados:

Material: Látex natural de alta elasticidad

Aquí un texto informativo

Resistencia: Extra Suave – Beige

Grosor: (corresponde al nivel extra suave del sistema)

Longitud: 30.5 m

Color: Beige

Presentación: Caja individual

Unidad de venta: Se vende por unidad

Ventajas técnicas del látex profesional:

Estabilidad de resistencia incluso bajo uso repetido

Elasticidad segura para movimientos de baja intensidad

Tacto suave y adecuado para articulaciones sensibles

Ideal para rehabilitación muscular simple pero eficaz

Ejercicios recomendados (rehabilitación y movilidad):

Prensa de hombros:

Mejora fuerza y control de tren superior con baja carga.

Aquí un texto informativo

Curl de bíceps:

Fortalece de forma progresiva y segura sin sobrecargar articulaciones.

Elevación lateral:

Ayuda a la activación del deltoides y control escapular.

Sentadilla con banda:

Añade mínima resistencia para mejorar técnica y estabilidad.

Para ampliar la variedad de ejercicios, los accesorios TheraBand® (asas, anclajes, tobilleras) se venden por separado.

Resistencias disponibles según color (sistema TheraBand®):

Amarillo – Suave (0,4 cm)

Rojo – Medio (0,6 cm)

Verde – Fuerte (0,8 cm)

Azul – Extra Fuerte (1,0 cm)

Negro – Fuerte Especial (1,4 cm)

Plata – Súper Fuerte (2,0 cm)

Aquí un texto informativo

Preguntas Frecuentes (FAQs): ¿Para quién es adecuado el nivel Beige?

Para principiantes, adultos mayores y pacientes en fases iniciales de rehabilitación.

¿Se puede cortar en diferentes longitudes?

Sí, el rollo de 30.5 m permite recortar múltiples secciones según cada necesidad.

¿Sirve para tren superior e inferior?

Sí. Es ideal para ejercicios suaves en brazos, hombros, piernas y core.

¿Incluye accesorios?

No. Asas, anclajes y complementos se venden por separado.

Ventajas para tu centro deportivo o clínica:

Gran cantidad de material gracias al formato de 30.5 m

Ideal para fisioterapia temprana y entrenamiento suave

Producto profesional, económico y de alta durabilidad

Permite sesiones grupales, individualizadas o uso domiciliario

Aqui un texto informativo

Fácil de almacenar, cortar y distribuir entre usuarios

Reference: EL05402.00
EAN13: 4260071630889
UPC: -